

Cewnikowanie pęcherza moczowego

Cewnikowanie pęcherza moczowego polega na założeniu cewnika do pęcherza celem odprowadzenia moczu. Cewnik zakładany jest w celach diagnostycznych lub leczniczych.

Założenie cewnika do pęcherza moczowego wykonywane jest w pozycji leżącej po uprzednim obmyciu warg sromowych u kobiety i ujścia zewnętrznego cewki moczowej u mężczyzny. Do obmycia okolicy ujścia zewnętrznego cewki moczowej używa się Octaniseptu do śluzówek lub 3% kwasu borowego.

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie na jałowo cewnika do cewki moczowej. Przed wprowadzeniem cewnika konieczne jest zastosowanie 2% żelu lignocainowego mającego właściwości znieczulające i poślizgowe.

Cewnik podłącza się do worka do zbiórki moczu lub zatyka korkiem. Po uzyskaniu odpływu moczu z pęcherza moczowego, uszczelnia się balon cewnika wodą do iniekcji lub 0,9% roztworem NaCl. Rozmiar cewnika powinien być dobrany do rozmiaru cewki moczowej. U mężczyzn najczęściej stosuje się cewnik Foley'a rozmiaru 14-20 Ch.

Zgoda na badanie

1. Wyrażam świadomą zgodę na wykonanie zabiegu
2. Jestem poinformowany o sposobie wykonania powyższego zabiegu (punkt 1).
3. Jestem poinformowany pisemnie i ustnie o innych możliwych terapiach.
4. Jestem świadom ewentualnych powikłań i niekorzystnych efektów leczniczych.
5. Zabieg jest płatny zgodnie z cennikiem.
6. Nie mam więcej pytań dotyczących rozpoznania i zabiegu.
7. Udzielanie informacji osobom trzecim (niepotrzebny punkt „a” lub „b” skreślić):
a/ wyrażam zgodę na udzielanie informacji medycznych osobie:
.....
b/ nie wyrażam zgody na udzielanie informacji osobom trzecim.

.....
Nazwisko i imię

.....
Data i podpis

CENTRUM MEDYCZNE EVITA

31-153 Kraków, ul. Szlak 28/8, tel. 12 634 54 12, fax. 12 632 03 01, www.evita.med.pl; Regon 120165165; NIP 6762310067